



Foco Infrarrojo para Terapia OP-TER12250 OPALUX

Descripción

PRECAUCIÓN

El foco no debe usarse al aire libre o en áreas expuestas a líquidos o humedad. No use el foco a menos de 18 pulgadas (46 cm) de la superficie de irradiación prevista o donde esté expuesta a líquidos o materiales inflamables.

ADVERTENCIA

El foco caliente puede causar quemaduras como resultado de una exposición prolongada. No lo use alrededor de piel sensible. No se recomienda su uso alrededor de personas discapacitadas, niños o animales sin supervisión.

ESPECIFICACIONES

MODELO	OP-TER12250
MARCA	Opalux
TIPO	Foco Infrarrojo
POTENCIA DE ILUMINACIÓN	250 Watts
VOLTAJE	220V AC
COLOR DE LUZ	Infrarroja
BASE	E27

FRECUENCIA DE TRABAJO 60Hz
VIDA ÚTIL 5000 horas

WESTOR.PE